

### Lipo-Suction Cannulas

#### to be used with tumescense local anesthesia technique

All fine cannulas described on the following pages were developed for the liposuction tumescense local anesthesia technique, excellent suction quality distinguish themselves. Cannulas with a total length of 15, 20 and 30 cm and with a diameter of 2–4 mm are available. This guarantees a wide field of application.


Cannulas with handle connector for connection to pumps either with handle 4390 or 4391 or for use with Conform-Cannula-Handpiece.

### Liposukční kanyly

#### pro použití ve spojení s tumescentní lokální anestezií


Veškeré jemné kanyly popsané na následujících stránkách byly vyvinuty pro tumescentní liposukci s lokální anestezií. Vyznačují se vynikající kvalitou. Dodáváme kanyly o celkových délkách 15, 20 a 30 cm a průměrem 2-4 m. To umožňuje rozmanité použití.






Kanyly se spojkou držadla pro připojení k pumpám buďto s držadlem 4390 nebo 4391, nebo pro použití s násadcem pro kanylu Conform.






Lipo-Suction Cannulas  
Liposukční kanyly



|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | <p>Ø 3 mm</p>  <p>for infiltration<br/>pro infiltraci</p> | <p>Ø 1,5 mm    Ø 2mm</p>  <p>one lateral hole<br/>jeden laterální otvor</p> |   |
|  | <p>4350<br/>25 cm-10"</p>  | <p>4361    4364<br/>15 cm-6"    15 cm-6"</p>  |   |
|  | <p>Ø 2 mm    Ø 3 mm</p>  <p>Ø 1 mm    Ø 1,5 mm</p>      | <p>Ø 3 mm    Ø 4 mm</p>  <p>Ø 1,5 mm    Ø 2 mm</p>                        | <p>Ø 3 mm    Ø 4 mm</p>  <p>Ø 1,5 mm</p> |
|  | <p>4373    4374<br/>15 cm-6"    15 cm-6"</p>   | <p>4378    4379<br/>20 cm-8"    20 cm-8"</p>  | <p>4387    4388<br/>30 cm-11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"    30 cm-11<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"</p>                              |
|  | <p>18 holes<br/>18 otvorů</p>  | <p>22 holes<br/>22 otvorů</p>   | <p>30 holes<br/>30 otvorů</p>   |



Suction cannula, with outer tube to be screwed off  
For abdominal surgery, can also be used as irrigation catheter

Sací kanyla s vnější odnímatelnou trubicí  
Pro břišní chirurgii, lze použít také jako irigační katetr



No. 4446  
28 cm  
Yankauer

Suction cannula, with central bore, Ø 2.0 mm.  
For general surgery



No. 4449  
24 cm  
Andrews-Pynchon


Sací kanyla s centrálním otvorem, Ø 2,0 mm.  
Pro všeobecnou chirurgii



Gynecology  
Gynekologie



4420  
Hose connection  
Spojka hadičky



Suction curettes  
Sací kyrety

Suction curettes, Mod. 20  
sterile disposable, straight

Suction curettes, Mod. 21  
sterile disposable, bent

Suction curettes, Mod. 22  
sterile disposable, flexible

Sací kyrety, Mod. 20  
sterilní, na jedno použití, přímá

Sací kyrety, Mod. 21  
sterilní, na jedno použití, zahnutá

Sací kyrety, Mod. 22  
sterilní, na jedno použití, ohebná

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| No. 4450 | Ø 6 mm  | Mod. 20 |
| No. 4451 | Ø 7 mm  | Mod. 20 |
| No. 4452 | Ø 8 mm  | Mod. 20 |
| No. 4453 | Ø 9 mm  | Mod. 20 |
| No. 4454 | Ø 10 mm | Mod. 20 |
| No. 4455 | Ø 11 mm | Mod. 20 |
| No. 4456 | Ø 12 mm | Mod. 20 |

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| No. 4460 | Ø 6 mm  | Mod. 21 |
| No. 4461 | Ø 7 mm  | Mod. 21 |
| No. 4462 | Ø 8 mm  | Mod. 21 |
| No. 4463 | Ø 9 mm  | Mod. 21 |
| No. 4464 | Ø 10 mm | Mod. 21 |
| No. 4465 | Ø 11 mm | Mod. 21 |
| No. 4466 | Ø 12 mm | Mod. 21 |

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| No. 4470 | Ø 4 mm  | Mod. 22 |
| No. 4471 | Ø 5 mm  | Mod. 22 |
| No. 4472 | Ø 6 mm  | Mod. 22 |
| No. 4473 | Ø 7 mm  | Mod. 22 |
| No. 4474 | Ø 8 mm  | Mod. 22 |
| No. 4475 | Ø 9 mm  | Mod. 22 |
| No. 4476 | Ø 10 mm | Mod. 22 |